

**ZENMED+**  
Improves Quality of Life

# COLPOSCOPE CAMERA MATA ELANG A1




## TENTANG PRODUK


**Produsen**  
PT Zenith Allmart Precisindo

**AKD**  
Dalam proses


 Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

 08113066886

 marketing@zenmed.co.id

 zenmed.co.id

Produk ini memungkinkan pengguna memeriksa serviks pasien dengan bantuan kamera dan layar resolusi tinggi serta mampu menampilkan fitur pembantu kepada pengguna seperti auto marking, penandaan biopsi, filter hijau, kontras, dan peta warna. Oleh karena itu, pengguna dapat melakukan pengecekan serviks pasien dengan jelas dan akurat



## SPESIFIKASI PRODUK

KOMPONEN	DESKRIPSI
Dimensi	185 mm x 82 mm x 105 mm
Kamera	4K USB Modul Kamera dengan sensor Sony IMX415 (1/2.8"), CMOS Auto Fokus
Iluminasi	6 x 3Watt LED, pengaturan pencahayaan hingga 1600 Lumens
Monitor	6.25" Layar Sentuh, Resolusi 720 x 1560p, 70% NTSC, Rasio 3:2
Prosesor	Broadcom BCM2711, Quad Core A-72 (ARM v8) 64-bit SoC @1.8 GHz
RAM	SODIMM 8GB DDR4
Penyimpanan	32GB
Tegangan	220V AC (12V DC)
Baterai	5000mAh Lithium Polymer
Suhu Lingkungan	-10 ~ 50 derajat Celcius (Dipindahkan & disimpan) 0 ~ 50 derajat Celcius (Kondisi dipakai)
Pemakaian Baterai	1 - 4 jam (bergantung pemakaian)
Jarak Ideal Fokus Kamera	150 - 250mm
Jarak Pemakaian	150 - 250mm
Output Kamera	Green Filter Contrast

Dirancang dan Dibuat oleh **ZENMED+**

Didukung dengan User Interface yang memiliki intuitif dan responsif untuk memastikan bahwa pengguna merasa nyaman dan tidak kebingungan saat menggunakan aplikasi.

### Pre-Diagnostik

Menyediakan parameter pemeriksaan berupa pengambilan gambar dan video, filter hijau, penanda biopsi, kontras, peta warna, dan auto marking yang dapat diunduh dalam format pdf.

### Baterai Tahan Lama

Dokter kandungan dan bidan masih dapat melakukan pemeriksaan meskipun listrik sedang padam.

### Desain Ergonomis

Didesain sedemikian rupa agar pas dalam genggamannya sehingga memudahkan pemeriksaan cepat oleh dokter.

### Kamera Tajam

Memudahkan dokter dalam analisis kondisi serviks berkat kamera beresolusi 4K serta fitur auto fokus & pembesaran hingga 40x.

## FITUR