



Spesifikasi Fisik

Dimensi Kemasan	62 cm x 34 cm x 21 cm
Berat	4.5 kg termasuk kemasan
Material Manekin	PVC
Daya Tahan Manekin	Hingga 1.500.000 kali kompresi
Baterai	Baterai kelas 1 Lion
Kapasitas Baterai	2200 mAh
Daya Tahan Baterai	21 jam
Supply Voltage	4.2V DC
Charging Voltage	5V DC 3A / AC 100-240V ~ 50/60 Hz
Lampu Indikator Manekin	<ul style="list-style-type: none"> • LED 1 : Power Manekin • LED 2 : Ketepatan Kecepatan Kompresi • LED 3 : Ketepatan Kedalaman Kompresi
Prosesor	Xtensa dual-core 32-bit LX6 Microprocessor, operating at 160-240 MHz
Standar	AHA 2020 for CPR & ECC Guidelines
Kondisi Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada suhu ruangan • Tidak terkena sinar matahari langsung • Tingkat humiditas 40-60 % (non-condensing) • Di dalam tas penyimpanan.

Spesifikasi Software

Koneksi	Bluetooth: v4.2 BR / EDR
Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> • English • Indonesia
Realtime Feedback	<ul style="list-style-type: none"> • Kedalaman Kompresi • Kecepatan Kompresi • Kedalaman Ventilasi • Kecepatan Ventilasi • Posisi Tangan • Jumlah Ventilasi
Laporan Akhir	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kompresi • Jumlah Ventilasi • Kompresi per menit • Rata-Rata Volume Ventilasi • Kedalaman Kompresi • Rata-Rata Siklus Kompresi Ventilasi • Kecepatan kompresi (%) • Ketepatan Kedalaman (%) • Ketepatan Recoil (%) • Chest Comp. Frac. (%) • Posisi Tangan (%) • Siklus Kompresi Ventilasi (%) • Volume Ventilasi (%) • Kecepatan Ventilasi (%)
Batas Penyimpanan	Tak terbatas (tergantung penyimpanan smartphone)