

Colposcopy Camera Mata Elang A1



Dimensi dan Berat

Dimensi	185mm x 82mm x 105mm
Berat	610 gram

Kamera

Tipe	Full HD Modul Kamera, CMOS Auto Fokus
Illuminasi	1x1 Watt LED, pengaturan pencahayaan hingga 110 Lumens
Pembesaran Gambar	1 hingga 10x
Jarak Pemakaian	150-250 mm
Optik	Lensa zoom motor dengan fokus otomatis internal / lensa objektif multicoated

Monitor

Layar	Layar Sentuh 6.25"
Resolusi	720 x 1560P
Warna	70% NTSC, Rasio 3:2

Prosesor, RAM, Penyimpanan, Konektivitas

Prosesor	Broadcom BCM2711, Quad Core A-72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8 GHz
RAM	SODIMM 4 GB DDR4
Penyimpanan Internal	32 GB
Konektivitas	WIFI

Baterai

Jenis Baterai	7.4V – 5000 mAh (Kelas 1 Lithium Polymer)
Lama Penggunaan	3-4 jam (tergantung pemakaian)
Lama Pengisian	3-3.5 jam
Tegangan Charger	12.0V – 2.0 A

Lingkungan Operasional

Suhu Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> -10°C ~ 50°C (Dipindahkan & disimpan) 0°C ~ 50°C (Kondisi dipakai)
------------------------	---

Fitur	
Menu Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Profil Dokter • Daftar Pasien • Riwayat Pemeriksaan • Janji Temu • Akses Cepat
Pemrosesan Gambar	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan Kecerahan • Pengaturan Perbesaran • Pengaturan Eksposur • Filter Hijau • Kontras
Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia • English
Format dan Ukuran Media	
Format Gambar	JPG
Resolusi Gambar	1080 x 1080 pixels
Format Video	mp4
Resolusi Video	640 x 480 pixels
Troli	
Berat Troli	900 gram
Ketinggian Minimum	62 cm
Ketinggian Maksimum	172 cm