


# COLPOSCOPE CAMERA MATA ELANG A1



**KEMENKES  
RI AKD 21106520007**

**Produsen**  
PT Zenith Allmart Precisindo

📍 Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia  
☎️ +62 811-1216-898  
✉️ marketing@zenmed.co.id  
🌐 zenmed.co.id


## TENTANG PRODUK

Produk ini memungkinkan pengguna memeriksa serviks pasien dengan bantuan kamera dan layar resolusi tinggi serta mampu menampilkan fitur pembantu kepada pengguna seperti filter hijau dan kontras. Oleh karena itu, pengguna dapat melakukan pengecekan serviks pasien dengan jelas dan akurat.

# SPESIFIKASI PRODUK

KOMPONEN	DESKRIPSI
Dimensi	185mm x 82mm x 105mm
Kamera	Full HD Modul Kamera, CMOS Auto Fokus
Iluminasi	1 x 1 Watt LED, pengaturan pencahayaan hingga 110 Lumens
Monitor	6.25" Layar Sentuh Resolusi 720 x 1560p 70% NTSC, Rasio 3:2
Prosesor	<b>Broadcom BCM2712 Quad-Core 64-bit Arm Cortex-A76 @2.4GHz</b>
RAM Penyimpanan	SODIMM 8GB DDR4 <b>64 GB</b>
Tegangan	220V AC (12V DC)
Baterai	5000mAh Lithium Polymer
Suhu Lingkungan	-10 ~ 50 derajat Celcius (Dipindahkan & disimpan) 0 ~ 50 derajat Celcius (Kondisi dipakai)
Pemakaian Baterai	<b>4 - 5 Jam</b> (bergantung pemakaian)
Jarak Pemakaian	<b>200-300 mm</b>
<b>Output</b> Kamera	Filter Hijau Kontras

Dirancang dan Dibuat oleh **ZENMED<sup>+</sup>**



Didukung dengan User Interface yang intuitif dan responsif untuk memastikan bahwa pengguna merasa nyaman dan tidak kebingungan saat menggunakan aplikasi.

## FITUR

### Pre-Diagnostik

Tersedia parameter pemeriksaan berupa pengambilan gambar dan video, filter hijau, dan kontras yang dapat diunduh dalam format pdf.

### Zoom, Kontras, Exposure

Tersedia pengaturan zoom, kontras, serta exposure untuk membantu pengguna dalam pemeriksaan.

### Desain Ergonomis

Didesain sedemikian rupa agar pas dalam genggamannya sehingga memudahkan pemeriksaan oleh dokter.

### Modul Kamera Full HD

Memudahkan dokter dalam analisis kondisi serviks berkat modul kamera full HD serta fitur auto fokus & pembesaran hingga 10x.