

Inovasi kolaboratif dalam bidang medis nasional yang bekerja berdasarkan wawasan dari para pasien, dokter, penyedia layanan, asuransi, dan pembuat kebijakan untuk menghadirkan teknologi medis guna mendukung Kemandirian Alat Kesehatan Indonesia.



Tersedia dalam banyak varian meliputi Small Fragment Plates, Large Fragment Plates dan Bone Screws yang dapat digunakan untuk rekonstruksi trauma pada tulang.




Disupervisi oleh

*dr. Rizal Pohan, SpOT
(Spine-Consultant)*

KEMENKES RI AKD 21302710783

- Menggunakan material SS316LVM medical grade yang sesuai dengan standar internasional ASTM 138 & ASTM 139
- Setiap keping implan dilengkapi dengan unik kode sehingga memudahkan penelusuran dari tahap produksi sampai pasca operasi

Perbesaran 24x



- Special surface treatment dengan pembentukan **micro porous** untuk memicu percepatan pertumbuhan tulang (*bone growth*).



- Kombinasi dua jenis lubang, **locking** dan **non locking** yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasi